

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23004 (L1 331161, L2 301161, L3 311161, L4 321161, L5 341160)

Exp. 2024-04-30

CLEW: A47

CG4+ & G3+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.542 6.482 - 6.602	7.063 7.013 - 7.113	7.438 7.388 - 7.488	7.673 7.623 - 7.723	7.915 7.855 - 7.975
	mmHg	88.6 78.0 - 99.3	57.2 49.7 - 64.7	32.6 25.6 - 39.6	20.9 14.6 - 27.2	18.3 12.3 - 24.3
PCO2	kPa	11.81 10.40 - 13.24	7.62 6.63 - 8.62	4.35 3.41 - 5.28	2.79 1.95 - 3.63	2.44 1.64 - 3.24
	mmHg	47 32 - 62	78 63 - 93	120 102 - 137	147 125 - 169	438 378 - 498
PO2	kPa	6.3 4.3 - 8.3	10.4 8.4 - 12.4	16.0 13.6 - 18.3	19.6 16.7 - 22.5	58.4 50.4 - 66.4
	mmol/L	15.76 12.92 - 18.60	6.47 5.60 - 7.34	1.77 1.27 - 2.27	0.68 0.18 - 1.18	0.55 0.05 - 1.05
Lactate/Lac	mg/dL	142.0 116.4 - 167.6	58.3 50.5 - 66.1	15.9 11.4 - 20.5	6.1 1.6 - 10.6	5.0 0.5 - 9.5
	g/L	1.420 1.164 - 1.676	0.583 0.505 - 0.661	0.159 0.114 - 0.205	0.061 0.016 - 0.106	0.050 0.005 - 0.095

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

791497-01

06-Oct-2023

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23004 (L1 331161, L2 301161, L3 311161, L4 321161, L5 341160)


Exp. 2024-04-30

CLEW: A47

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	101 96 - 105	125 121 - 129	133 128 - 137	160 155 - 165	178 172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.4 2.1 - 2.7	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.7 7.1 - 8.3
iCa	mmol/L	0.35 0.28 - 0.43	0.86 0.78 - 0.94	1.24 1.16 - 1.33	1.61 1.49 - 1.73	2.17 2.01 - 2.34
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.4 3.1 - 3.8	5.0 4.6 - 5.3	6.4 6.0 - 6.9	8.7 8.0 - 9.4
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.7 1.6 - 1.9	2.5 2.3 - 2.7	3.2 3.0 - 3.5	4.3 4.0 - 4.7
pH		6.532 6.472 - 6.592	7.059 7.009 - 7.109	7.436 7.386 - 7.486	7.663 7.613 - 7.713	7.896 7.836 - 7.956
PCO2	mmHg	90.0 79.2 - 100.8	60.0 52.5 - 67.5	32.8 25.8 - 39.8	19.8 13.5 - 26.1	13.7 7.7 - 19.7
	kPa	12.00 10.56 - 13.44	8.00 7.00 - 9.00	4.37 3.44 - 5.31	2.64 1.80 - 3.48	1.83 1.03 - 2.63
PO2	mmHg	56 41 - 71	86 71 - 101	122 104 - 141	149 126 - 171	425 365 - 485
	kPa	7.5 5.5 - 9.5	11.5 9.5 - 13.5	16.3 13.9 - 18.8	19.9 16.8 - 22.8	56.7 48.7 - 64.7
Glucose/Glu	mg/dL	565 480 - 650	259 217 - 301	119 103 - 135	37 28 - 46	25 16 - 34
	g/L	5.65 4.80 - 6.50	2.59 2.17 - 3.01	1.19 1.03 - 1.35	0.37 0.28 - 0.46	0.25 0.16 - 0.34
	mmol/L	31.4 26.6 - 36.1	14.4 12.0 - 16.7	6.6 5.7 - 7.5	2.1 1.6 - 2.6	1.4 0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	15.7 12.2 - 19.2	3.6 2.8 - 4.4	1.0 0.6 - 1.4	0.4 0.0 - 0.8	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1388 1078 - 1697	318 248 - 389	88 53 - 124	35 0 - 71	27 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	15.41 12.63 - 18.18	6.42 5.55 - 7.29	1.71 1.21 - 2.21	0.61 0.11 - 1.11	0.49 0.00 - 0.99
	mg/dL	138.8 113.8 - 163.8	57.8 50.0 - 65.7	15.4 10.9 - 19.9	5.5 1.0 - 10.0	4.4 0.0 - 8.9
	g/L	1.388 1.138 - 1.638	0.578 0.500 - 0.657	0.154 0.109 - 0.199	0.055 0.010 - 0.100	0.044 0.000 - 0.089
HCT	K3EDTA %	13 10 - 16	23 20 - 26	36 33 - 39	56 53 - 60	67 63 - 70
	K2EDTA %	13 10 - 17	23 21 - 27	37 34 - 41	59 55 - 63	69 66 - 73



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791497-01

06-Oct-2023

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23004 (L1 331161, L2 301161, L3 311161, L4 321161, L5 341160)

Exp. 2024-04-30

CLEW: A47

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	100 95 - 104	124 119 - 128	132 127 - 136	159 153 - 165	178 171 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.4 2.1 - 2.7	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.6	7.7 7.1 - 8.3
Cl	mmol/L, mEq/L	62 58 - 66	75 70 - 79	91 85 - 97	113 105 - 122	124 115 - 134
iCa	mmol/L	0.35 0.27 - 0.42	0.84 0.76 - 0.92	1.22 1.14 - 1.30	1.57 1.45 - 1.68	2.16 1.99 - 2.32
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.4 3.0 - 3.7	4.9 4.6 - 5.2	6.3 5.8 - 6.7	8.6 8.0 - 9.3
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.7 1.5 - 1.8	2.4 2.3 - 2.6	3.1 2.9 - 3.4	4.3 4.0 - 4.6
TCO2	mmol/L, mEq/L	14 8 - 20	21 12 - 30	25 18 - 31	28 22 - 34	44 37 - 51
Glucose/Glu	mg/dL	569 484 - 654	259 217 - 301	117 101 - 133	35 26 - 44	24 15 - 33
	g/L	5.69 4.84 - 6.54	2.59 2.17 - 3.01	1.17 1.01 - 1.33	0.35 0.26 - 0.44	0.24 0.15 - 0.33
	mmol/L	31.6 26.9 - 36.3	14.4 12.0 - 16.7	6.5 5.6 - 7.4	1.9 1.4 - 2.4	1.3 0.8 - 1.8
Creatinine/Crea	mg/dL	15.6 12.1 - 19.1	3.6 2.8 - 4.4	1.0 0.6 - 1.4	0.4 0.0 - 0.8	0.3 0.0 - 0.7
	umol/L	1379 1070 - 1688	318 248 - 389	88 53 - 124	35 0 - 71	27 0 - 62
BUN	mg/dL	125 108 - 142	60 52 - 68	12 9 - 15	7 5 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	44.6 38.6 - 50.7	21.4 18.6 - 24.3	4.3 3.2 - 5.4	2.5 1.8 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	268 231 - 304	128 111 - 146	26 19 - 32	15 11 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.68 2.31 - 3.04	1.28 1.11 - 1.46	0.26 0.19 - 0.32	0.15 0.11 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	21 18 - 24	33 30 - 36	54 51 - 57	64 60 - 68
	K2EDTA %	12 9 - 16	22 19 - 25	35 31 - 38	56 53 - 59	67 63 - 71

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

791497-01

06-Oct-2023

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23004 (L1 331161, L2 301161, L3 311161, L4 321161, L5 341160)

Exp. 2024-04-30

CLEW: A47

EC8+, 6+, & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	125 120 - 129	133 128 - 137	160 154 - 166	179 172 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	60 56 - 64	73 68 - 77	89 83 - 95	112 104 - 120	123 114 - 133
pH		6.508 6.448 - 6.568	7.008 6.958 - 7.058	7.364 7.314 - 7.414	7.656 7.606 - 7.706	7.849 7.789 - 7.909
PCO2	mmHg	108.9 95.8 - 122.0	72.3 64.8 - 79.8	41.2 34.2 - 48.2	26.2 19.9 - 32.5	23.3 17.3 - 29.3
	kPa	14.52 12.77 - 16.26	9.64 8.64 - 10.64	5.49 4.56 - 6.43	3.49 2.65 - 4.33	3.11 2.31 - 3.91
Glucose/Glu	mg/dL	553 470 - 636	263 221 - 305	129 112 - 146	43 34 - 52	30 21 - 39
	g/L	5.53 4.70 - 6.36	2.63 2.21 - 3.05	1.29 1.12 - 1.46	0.43 0.34 - 0.52	0.30 0.21 - 0.39
	mmol/L	30.7 26.1 - 35.3	14.6 12.3 - 16.9	7.2 6.2 - 8.1	2.4 1.9 - 2.9	1.7 1.2 - 2.2
BUN	mg/dL	136 118 - 154	60 51 - 68	12 9 - 15	7 5 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	48.6 42.1 - 55.0	21.4 18.2 - 24.3	4.3 3.2 - 5.4	2.5 1.8 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	291 253 - 330	128 109 - 146	26 19 - 32	15 11 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.91 2.53 - 3.30	1.28 1.09 - 1.46	0.26 0.19 - 0.32	0.15 0.11 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	35 32 - 38	56 53 - 60	66 62 - 70
	K2EDTA %	12 9 - 16	23 20 - 26	37 33 - 40	59 55 - 63	69 65 - 73

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

791497-01

06-Oct-2023

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23004 (L1 331161, L2 301161, L3 311161, L4 321161, L5 341160)

Exp. 2024-04-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

791497-01

06-Oct-2023



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

