

i-STAT® Level 1 Control

LOT 101164

 **Exp.** 2024-08-31

CLEW: A47

CG4+ & G3+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT D			
pH		7.038	6.988 - 7.088
PCO2	mmHg	54.1	46.6 - 61.6
	kPa	7.21	6.21 - 8.21
PO2	mmHg	90	75 - 105
	kPa	12.0	10.0 - 14.0
Lactate/Lac	mmol/L	7.89	6.82 - 8.95
	mg/dL	71.1	61.4 - 80.6
	g/L	0.711	0.614 - 0.806

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



791560-01

06-Oct-2023

i-STAT® Level 1 Control

LOT 101164

Exp. 2024-08-31

CLEW: A47

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	121	116 - 125
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.6 - 3.2
iCa	mmol/L	1.53	1.42 - 1.65
	mg/dL	6.1	5.7 - 6.6
	mEq/L	3.1	2.8 - 3.3
pH		7.033	6.983 - 7.083
PCO2	mmHg	55.8	48.3 - 63.3
	kPa	7.44	6.44 - 8.44
PO2	mmHg	91	76 - 106
	kPa	12.1	10.1 - 14.1
Glucose/Glu	mg/dL	43	34 - 52
	g/L	0.43	0.34 - 0.52
	mmol/L	2.4	1.9 - 2.9
Creatinine/Crea	mg/dL	4.5	3.7 - 5.3
	umol/L	398	327 - 469
Lactate/Lac	mmol/L	7.83	6.77 - 8.89
	mg/dL	70.5	61.0 - 80.1
	g/L	0.705	0.610 - 0.801

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA




791560-01

06-Oct-2023

i-STAT® Level 1 Control

LOT 101164

 **Exp.** 2024-08-31

CLEW: A47

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	121	116 - 125
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.6 - 3.2
Cl	mmol/L, mEq/L	77	72 - 82
iCa	mmol/L	1.52	1.41 - 1.64
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.6
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	18	9 - 27
Glucose/Glu	mg/dL	42	33 - 51
	g/L	0.42	0.33 - 0.51
	mmol/L	2.3	1.8 - 2.8
Creatinine/Crea	mg/dL	4.5	3.7 - 5.3
	umol/L	398	327 - 469
BUN	mg/dL	60	52 - 68
Urea	mmol/L	21.4	18.6 - 24.3
	mg/dL	128	111 - 146
	g/L	1.28	1.11 - 1.46


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA




791560-01

06-Oct-2023

i-STAT® Level 1 Control

LOT 101164

 **Exp.** 2024-08-31

CLEW: A47

EC8+, 6+, & G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	F, H, J, K		
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 125
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.6 - 3.2
Cl	mmol/L, mEq/L	75	70 - 80
pH		7.049	6.999 - 7.099
PCO2	mmHg	56.6	49.1 - 64.1
	kPa	7.54	6.55 - 8.54
Glucose/Glu	mg/dL	42	33 - 51
	g/L	0.42	0.33 - 0.51
	mmol/L	2.3	1.8 - 2.8
BUN	mg/dL	57	49 - 65
Urea	mmol/L	20.3	17.5 - 23.2
	mg/dL	122	105 - 139
	g/L	1.22	1.05 - 1.39

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



791560-01

06-Oct-2023

i-STAT® Level 1 Control

LOT 101164

Exp. 2024-08-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

791560-01

06-Oct-2023



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

