

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23067 (L1 331163, L2 301163, L3 311163, L4 321163, L5 341163)

Exp. 2024-07-31

CLEW: A48

CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.545 6.485 - 6.605	7.061 7.011 - 7.111	7.442 7.392 - 7.492	7.668 7.618 - 7.718	7.919 7.859 - 7.979
	mmHg	89.2 78.5 - 99.9	60.3 52.8 - 67.8	33.7 26.7 - 40.7	21.2 14.9 - 27.5	17.1 11.1 - 23.1
PCO2	kPa	11.89 10.46 - 13.32	8.04 7.04 - 9.04	4.49 3.56 - 5.43	2.83 1.99 - 3.67	2.28 1.48 - 3.08
	mmHg	45 30 - 60	76 61 - 91	117 99 - 135	142 121 - 163	428 368 - 488
PO2	kPa	6.0 4.0 - 8.0	10.1 8.1 - 12.1	15.6 13.2 - 18.0	18.9 16.1 - 21.7	57.1 49.1 - 65.1
	mmol/L	15.49 12.71 - 18.28	6.25 5.41 - 7.09	1.72 1.22 - 2.22	0.66 0.16 - 1.16	0.49 0.00 - 0.99
Lactate/Lac	mg/dL	139.6 114.5 - 164.7	56.3 48.7 - 63.9	15.5 11.0 - 20.0	5.9 1.4 - 10.5	4.4 0.0 - 8.9
	g/L	1.396 1.145 - 1.647	0.563 0.487 - 0.639	0.155 0.110 - 0.200	0.059 0.014 - 0.105	0.044 0.000 - 0.089

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794711-01

04-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23067 (L1 331163, L2 301163, L3 311163, L4 321163, L5 341163)

Exp. 2024-07-31

CLEW: A48

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	125 120 - 129	134 129 - 138	161 156 - 166	177 171 - 183
K	mmol/L, mEq/L	2.4 2.1 - 2.7	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.2 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	0.35 0.27 - 0.42	0.86 0.78 - 0.94	1.25 1.17 - 1.33	1.57 1.45 - 1.69	2.21 2.04 - 2.37
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.4 3.1 - 3.8	5.0 4.7 - 5.3	6.3 5.8 - 6.8	8.8 8.2 - 9.5
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.7 1.6 - 1.9	2.5 2.3 - 2.7	3.1 2.9 - 3.4	4.4 4.1 - 4.7
pH		6.539 6.479 - 6.599	7.061 7.011 - 7.111	7.441 7.391 - 7.491	7.659 7.609 - 7.709	7.899 7.839 - 7.959
PCO2	mmHg	89.3 78.6 - 100.0	60.1 52.6 - 67.6	33.5 26.5 - 40.5	21.1 14.8 - 27.4	14.3 8.3 - 20.3
	kPa	11.90 10.48 - 13.33	8.01 7.01 - 9.01	4.47 3.53 - 5.40	2.81 1.97 - 3.65	1.91 1.11 - 2.71
PO2	mmHg	55 40 - 70	85 70 - 100	120 102 - 138	142 121 - 164	399 339 - 459
	kPa	7.3 5.3 - 9.3	11.3 9.3 - 13.3	16.0 13.6 - 18.4	18.9 16.1 - 21.9	53.2 45.2 - 61.2
Glucose/Glu	mg/dL	576 489 - 662	260 218 - 302	120 103 - 136	36 27 - 45	23 14 - 32
	g/L	5.76 4.89 - 6.62	2.60 2.18 - 3.02	1.20 1.03 - 1.36	0.36 0.27 - 0.45	0.23 0.14 - 0.32
	mmol/L	32.0 27.1 - 36.7	14.4 12.1 - 16.8	6.7 5.7 - 7.5	2.0 1.5 - 2.5	1.3 0.8 - 1.8
Creatinine/Crea	mg/dL	14.6 11.3 - 17.9	3.4 2.6 - 4.2	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.1 - 0.9	0.4 0.0 - 0.8
	umol/L	1291 999 - 1582	301 230 - 371	88 53 - 124	44 9 - 80	35 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	14.73 12.08 - 17.38	6.39 5.53 - 7.25	1.73 1.23 - 2.23	0.63 0.13 - 1.13	0.47 0.00 - 0.97
	mg/dL	132.7 108.8 - 156.6	57.6 49.8 - 65.3	15.6 11.1 - 20.1	5.7 1.2 - 10.2	4.2 0.0 - 8.7
	g/L	1.327 1.088 - 1.566	0.576 0.498 - 0.653	0.156 0.111 - 0.201	0.057 0.012 - 0.102	0.042 0.000 - 0.087
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	36 33 - 39	57 53 - 60	66 62 - 70
	K2EDTA %	13 9 - 16	23 20 - 26	37 34 - 41	59 55 - 63	69 65 - 73


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



794711-01

04-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23067 (L1 331163, L2 301163, L3 311163, L4 321163, L5 341163)

Exp. 2024-07-31

CLEW: A48

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 120 - 128	132 127 - 137	159 153 - 165	176 169 - 183
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	62 58 - 66	74 69 - 79	91 85 - 97	113 104 - 121	125 116 - 134
iCa	mmol/L	0.35 0.27 - 0.42	0.85 0.77 - 0.93	1.25 1.17 - 1.33	1.57 1.45 - 1.69	2.22 2.06 - 2.39
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.4 3.1 - 3.7	5.0 4.7 - 5.3	6.3 5.8 - 6.8	8.9 8.2 - 9.6
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.7 1.5 - 1.9	2.5 2.3 - 2.7	3.1 2.9 - 3.4	4.4 4.1 - 4.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	12 6 - 18	20 11 - 29	25 19 - 31	29 23 - 35	44 37 - 51
Glucose/Glu	mg/dL	567 482 - 651	257 215 - 299	116 101 - 132	35 26 - 44	24 15 - 33
	g/L	5.67 4.82 - 6.51	2.57 2.15 - 2.99	1.16 1.01 - 1.32	0.35 0.26 - 0.44	0.24 0.15 - 0.33
	mmol/L	31.5 26.8 - 36.1	14.3 11.9 - 16.6	6.4 5.6 - 7.3	1.9 1.4 - 2.4	1.3 0.8 - 1.8
Creatinine/Crea	mg/dL	14.7 11.4 - 18.0	3.2 2.4 - 4.0	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1299 1008 - 1591	283 212 - 354	88 53 - 124	44 9 - 80	27 0 - 71
BUN	mg/dL	124 107 - 140	60 52 - 68	11 8 - 14	7 4 - 9	4 2 - 7
Urea	mmol/L	44.3 38.2 - 50.0	21.4 18.6 - 24.3	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.4 - 3.2	1.4 0.7 - 2.5
	mg/dL	265 229 - 300	128 111 - 146	24 17 - 30	15 9 - 19	9 4 - 15
	g/L	2.65 2.29 - 3.00	1.28 1.11 - 1.46	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.09 - 0.19	0.09 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	21 18 - 24	34 31 - 37	54 50 - 57	64 60 - 68
	K2EDTA %	12 9 - 16	22 19 - 25	35 32 - 39	56 52 - 59	67 63 - 71

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794711-01

04-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23067 (L1 331163, L2 301163, L3 311163, L4 321163, L5 341163)

Exp. 2024-07-31

CLEW: A48

EC8+, 6+, & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 120 - 129	132 127 - 137	160 154 - 166	178 171 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	59 55 - 63	73 68 - 77	90 84 - 96	113 104 - 121	124 115 - 134
pH		6.509 6.449 - 6.569	7.011 6.961 - 7.061	7.366 7.316 - 7.416	7.644 7.594 - 7.694	7.843 7.783 - 7.903
PCO2	mmHg	106.4 93.6 - 119.2	71.5 64.0 - 79.0	42.0 35.0 - 49.0	28.3 22.0 - 34.6	23.9 17.9 - 29.9
	kPa	14.18 12.48 - 15.89	9.53 8.53 - 10.53	5.60 4.67 - 6.53	3.77 2.93 - 4.61	3.19 2.39 - 3.99
Glucose/Glu	mg/dL	557 474 - 641	263 221 - 305	126 109 - 143	41 32 - 50	28 19 - 37
	g/L	5.57 4.74 - 6.41	2.63 2.21 - 3.05	1.26 1.09 - 1.43	0.41 0.32 - 0.50	0.28 0.19 - 0.37
	mmol/L	30.9 26.3 - 35.6	14.6 12.3 - 16.9	7.0 6.1 - 7.9	2.3 1.8 - 2.8	1.6 1.1 - 2.1
BUN	mg/dL	134 116 - 153	59 51 - 67	12 9 - 15	7 5 - 9	4 2 - 7
Urea	mmol/L	47.8 41.4 - 54.6	21.1 18.2 - 23.9	4.3 3.2 - 5.4	2.5 1.8 - 3.2	1.4 0.7 - 2.5
	mg/dL	287 248 - 327	126 109 - 143	26 19 - 32	15 11 - 19	9 4 - 15
	g/L	2.87 2.48 - 3.27	1.26 1.09 - 1.43	0.26 0.19 - 0.32	0.15 0.11 - 0.19	0.09 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	35 32 - 38	56 53 - 59	66 62 - 70
	K2EDTA %	12 9 - 16	23 20 - 26	37 33 - 40	58 55 - 62	69 65 - 73

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794711-01

04-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23067 (L1 331163, L2 301163, L3 311163, L4 321163, L5 341163)

Exp. 2024-07-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



794711-01

04-Apr-2024