


i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301168

 **Exp.** 2024-12-31

CLEW: D47

CG4+ & G3+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT D			
pH		7.059	7.009 - 7.109
PCO2	mmHg	58.1	50.6 - 65.6
	kPa	7.74	6.74 - 8.74
PO2	mmHg	77	62 - 92
	kPa	10.3	8.3 - 12.3
Lactate/Lac	mmol/L	6.44	5.57 - 7.30
	mg/dL	58.0	50.2 - 65.8
	g/L	0.580	0.502 - 0.658


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



792299-01

04-Dec-2023

i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301168

Exp. 2024-12-31

CLEW: D47

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 129
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
iCa	mmol/L	0.88	0.80 - 0.96
	mg/dL	3.5	3.2 - 3.8
	mEq/L	1.8	1.6 - 1.9
pH		7.055	7.005 - 7.105
PCO2	mmHg	61.1	53.6 - 68.6
	kPa	8.14	7.14 - 9.14
PO2	mmHg	85	70 - 100
	kPa	11.3	9.3 - 13.3
Glucose/Glu	mg/dL	258	216 - 300
	g/L	2.58	2.16 - 3.00
	mmol/L	14.3	12.0 - 16.7
Creatinine/Crea	mg/dL	3.6	2.8 - 4.4
	umol/L	318	248 - 389
Lactate/Lac	mmol/L	6.38	5.52 - 7.24
	mg/dL	57.5	49.7 - 65.2
	g/L	0.575	0.497 - 0.652
HCT	K3EDTA %	23	20 - 26
	K2EDTA %	24	21 - 27

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



792299-01

04-Dec-2023

i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301168

Exp. 2024-12-31

CLEW: D47

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	124	119 - 128
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
Cl	mmol/L, mEq/L	75	70 - 80
iCa	mmol/L	0.86	0.78 - 0.94
	mg/dL	3.4	3.1 - 3.8
	mEq/L	1.7	1.6 - 1.9
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30
Glucose/Glu	mg/dL	258	216 - 300
	g/L	2.58	2.16 - 3.00
	mmol/L	14.3	12.0 - 16.7
Creatinine/Crea	mg/dL	3.6	2.8 - 4.4
	umol/L	318	248 - 389
BUN	mg/dL	60	52 - 68
Urea	mmol/L	21.4	18.6 - 24.3
	mg/dL	128	111 - 146
	g/L	1.28	1.11 - 1.46
HCT	K3EDTA %	21	18 - 24
	K2EDTA %	22	19 - 25

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

792299-01


04-Dec-2023

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301168

 **Exp.** 2024-12-31

CLEW: D47

G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	262	220 - 304
	g/L	2.62	2.20 - 3.04
	mmol/L	14.5	12.2 - 16.9


CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



792299-01

04-Dec-2023

i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301168

Exp. 2024-12-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

792299-01

04-Dec-2023



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

