

i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301174

 **Exp.** 2025-06-30

**CLEW: D47**

<b>CG4+ &amp; G3+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b>	<b>D</b>		
pH		7.058	7.008 - 7.108
<b>PCO2</b>	mmHg	59.4	51.9 - 66.9
	kPa	7.92	6.92 - 8.92
<b>PO2</b>	mmHg	77	62 - 92
	kPa	10.3	8.3 - 12.3
Lactate/Lac	mmol/L	6.46	5.59 - 7.33
	mg/dL	58.2	50.4 - 66.0
	g/L	0.582	0.504 - 0.660


**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



795600-01

16-May-2024

i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301174

**Exp.** 2025-06-30

**CLEW: D47**

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 129
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
iCa	mmol/L	0.84	0.76 - 0.92
	mg/dL	3.4	3.0 - 3.7
	mEq/L	1.7	1.5 - 1.8
pH		7.054	7.004 - 7.104
PCO2	mmHg	61.0	53.5 - 68.5
	kPa	8.13	7.13 - 9.13
PO2	mmHg	86	71 - 101
	kPa	11.5	9.5 - 13.5
Glucose/Glu	mg/dL	258	216 - 300
	g/L	2.58	2.16 - 3.00
	mmol/L	14.3	12.0 - 16.7
Creatinine/Crea	mg/dL	3.7	2.9 - 4.5
	umol/L	327	256 - 398
Lactate/Lac	mmol/L	6.39	5.52 - 7.25
	mg/dL	57.6	49.7 - 65.3
	g/L	0.576	0.497 - 0.653
HCT	K3EDTA %	22	19 - 25
	K2EDTA %	23	20 - 26

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



795600-01

16-May-2024

i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301174

 **Exp.** 2025-06-30

**CLEW: D47**

<b>CHEM8+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b>	<b>H</b>		
Na	mmol/L, mEq/L	124	119 - 128
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
Cl	mmol/L, mEq/L	74	69 - 79
iCa	mmol/L	0.82	0.74 - 0.90
	mg/dL	3.3	3.0 - 3.6
	mEq/L	1.6	1.5 - 1.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30
Glucose/Glu	mg/dL	258	216 - 300
	g/L	2.58	2.16 - 3.00
	mmol/L	14.3	12.0 - 16.7
Creatinine/Crea	mg/dL	3.7	2.9 - 4.5
	umol/L	327	256 - 398
BUN	mg/dL	60	51 - 68
Urea	mmol/L	21.4	18.2 - 24.3
	mg/dL	128	109 - 146
	g/L	1.28	1.09 - 1.46
HCT	K3EDTA %	20	17 - 23
	K2EDTA %	21	18 - 24

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA




795600-01

16-May-2024

i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301174

 **Exp.** 2025-06-30

**CLEW: D47**

<b>G</b>		<b><math>\bar{x}</math> (Mean)</b>	<b>R (Range)</b>
<b>LOT</b> F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	262	220 - 304
	g/L	2.62	2.20 - 3.04
	mmol/L	14.5	12.2 - 16.9


**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



795600-01

16-May-2024

# i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301174

**Exp.** 2025-06-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

795600-01

16-May-2024



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

