


i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311171

 **Exp.** 2025-03-31

CLEW: D47

CG4+ & G3+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	D		
pH		7.428	7.378 - 7.478
PCO2	mmHg	34.8	27.8 - 41.8
	kPa	4.64	3.71 - 5.57
PO2	mmHg	116	99 - 134
	kPa	15.5	13.2 - 17.9
Lactate/Lac	mmol/L	1.75	1.25 - 2.25
	mg/dL	15.8	11.3 - 20.3
	g/L	0.158	0.113 - 0.203

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

792916-01

22-Feb-2024

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311171

Exp. 2025-03-31

CLEW: D47

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	134	129 - 139
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.2
iCa	mmol/L	1.28	1.19 - 1.36
	mg/dL	5.1	4.8 - 5.4
	mEq/L	2.6	2.4 - 2.7
pH		7.426	7.376 - 7.476
PCO2	mmHg	35.0	28.0 - 42.0
	kPa	4.67	3.73 - 5.60
PO2	mmHg	121	103 - 139
	kPa	16.1	13.7 - 18.5
Glucose/Glu	mg/dL	119	103 - 135
	g/L	1.19	1.03 - 1.35
	mmol/L	6.6	5.7 - 7.5
Creatinine/Crea	mg/dL	1.0	0.6 - 1.4
	umol/L	88	53 - 124
Lactate/Lac	mmol/L	1.70	1.20 - 2.20
	mg/dL	15.3	10.8 - 19.8
	g/L	0.153	0.108 - 0.198
HCT	K3EDTA %	36	33 - 39
	K2EDTA %	37	34 - 41

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



792916-01

22-Feb-2024

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311171

Exp. 2025-03-31

CLEW: D47

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	133	128 - 138
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
Cl	mmol/L, mEq/L	92	86 - 98
iCa	mmol/L	1.25	1.17 - 1.34
	mg/dL	5.0	4.7 - 5.4
	mEq/L	2.5	2.3 - 2.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	26	19 - 32
Glucose/Glu	mg/dL	118	102 - 133
	g/L	1.18	1.02 - 1.33
	mmol/L	6.5	5.7 - 7.4
Creatinine/Crea	mg/dL	1.0	0.6 - 1.4
	umol/L	88	53 - 124
BUN	mg/dL	12	9 - 15
Urea	mmol/L	4.3	3.2 - 5.4
	mg/dL	26	19 - 32
	g/L	0.26	0.19 - 0.32
HCT	K3EDTA %	34	31 - 37
	K2EDTA %	35	32 - 39

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

792916-01

22-Feb-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311171

 **Exp.** 2025-03-31

CLEW: D47

G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	129	111 - 146
	g/L	1.29	1.11 - 1.46
	mmol/L	7.2	6.2 - 8.1

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

792916-01

22-Feb-2024

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311171

Exp. 2025-03-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

792916-01

22-Feb-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

