

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23067 (L1 331163, L2 301163, L3 311163, L4 321163, L5 341163)

Exp. 2024-07-31

CLEW: D48

| CG4+ | | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|--------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| LOT D | | | | | | |
| pH | | 6.545 | 7.061 | 7.442 | 7.668 | 7.919 |
| | | 6.485 - 6.605 | 7.011 - 7.111 | 7.392 - 7.492 | 7.618 - 7.718 | 7.859 - 7.979 |
| PCO2 | mmHg | 89.2 | 60.3 | 33.7 | 21.2 | 17.1 |
| | | 78.5 - 99.9 | 52.8 - 67.8 | 26.7 - 40.7 | 14.9 - 27.5 | 11.1 - 23.1 |
| | kPa | 11.89 | 8.04 | 4.49 | 2.83 | 2.28 |
| | | 10.46 - 13.32 | 7.04 - 9.04 | 3.56 - 5.43 | 1.99 - 3.67 | 1.48 - 3.08 |
| PO2 | mmHg | 45 | 76 | 117 | 142 | 428 |
| | | 30 - 60 | 61 - 91 | 99 - 135 | 121 - 163 | 368 - 488 |
| | kPa | 6.0 | 10.1 | 15.6 | 18.9 | 57.1 |
| | | 4.0 - 8.0 | 8.1 - 12.1 | 13.2 - 18.0 | 16.1 - 21.7 | 49.1 - 65.1 |
| Lactate/Lac | mmol/L | 15.49 | 6.25 | 1.72 | 0.66 | 0.49 |
| | | 12.71 - 18.28 | 5.41 - 7.09 | 1.22 - 2.22 | 0.16 - 1.16 | 0.00 - 0.99 |
| | mg/dL | 139.6 | 56.3 | 15.5 | 5.9 | 4.4 |
| | | 114.5 - 164.7 | 48.7 - 63.9 | 11.0 - 20.0 | 1.4 - 10.5 | 0.0 - 8.9 |
| | g/L | 1.396 | 0.563 | 0.155 | 0.059 | 0.044 |
| | | 1.145 - 1.647 | 0.487 - 0.639 | 0.110 - 0.200 | 0.014 - 0.105 | 0.000 - 0.089 |

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794802-01

10-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23067 (L1 331163, L2 301163, L3 311163, L4 321163, L5 341163)

Exp. 2024-07-31

CLEW: D48

| CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+ | | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|--------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| LOT A, K, L, M, N, W, Y | | | | | | |
| Na | mmol/L, mEq/L | 100 96 - 104 | 125 120 - 129 | 134 129 - 138 | 161 156 - 166 | 177 171 - 183 |
| K | mmol/L, mEq/L | 2.4 2.1 - 2.7 | 3.0 2.7 - 3.3 | 3.8 3.5 - 4.1 | 6.2 5.6 - 6.7 | 7.8 7.2 - 8.4 |
| iCa | mmol/L | 0.35 0.27 - 0.42 | 0.86 0.78 - 0.94 | 1.25 1.17 - 1.33 | 1.57 1.45 - 1.69 | 2.21 2.04 - 2.37 |
| | mg/dL | 1.4 1.1 - 1.7 | 3.4 3.1 - 3.8 | 5.0 4.7 - 5.3 | 6.3 5.8 - 6.8 | 8.8 8.2 - 9.5 |
| | mEq/L | 0.7 0.5 - 0.8 | 1.7 1.6 - 1.9 | 2.5 2.3 - 2.7 | 3.1 2.9 - 3.4 | 4.4 4.1 - 4.7 |
| pH | | 6.539 6.479 - 6.599 | 7.061 7.011 - 7.111 | 7.441 7.391 - 7.491 | 7.659 7.609 - 7.709 | 7.899 7.839 - 7.959 |
| PCO2 | mmHg | 89.3 78.6 - 100.0 | 60.1 52.6 - 67.6 | 33.5 26.5 - 40.5 | 21.1 14.8 - 27.4 | 14.3 8.3 - 20.3 |
| | kPa | 11.90 10.48 - 13.33 | 8.01 7.01 - 9.01 | 4.47 3.53 - 5.40 | 2.81 1.97 - 3.65 | 1.91 1.11 - 2.71 |
| PO2 | mmHg | 55 40 - 70 | 85 70 - 100 | 120 102 - 138 | 142 121 - 164 | 399 339 - 459 |
| | kPa | 7.3 5.3 - 9.3 | 11.3 9.3 - 13.3 | 16.0 13.6 - 18.4 | 18.9 16.1 - 21.9 | 53.2 45.2 - 61.2 |
| Glucose/Glu | mg/dL | 576 489 - 662 | 260 218 - 302 | 120 103 - 136 | 36 27 - 45 | 23 14 - 32 |
| | g/L | 5.76 4.89 - 6.62 | 2.60 2.18 - 3.02 | 1.20 1.03 - 1.36 | 0.36 0.27 - 0.45 | 0.23 0.14 - 0.32 |
| | mmol/L | 32.0 27.1 - 36.7 | 14.4 12.1 - 16.8 | 6.7 5.7 - 7.5 | 2.0 1.5 - 2.5 | 1.3 0.8 - 1.8 |
| Creatinine/Crea | mg/dL | 14.6 11.3 - 17.9 | 3.4 2.6 - 4.2 | 1.0 0.6 - 1.4 | 0.5 0.1 - 0.9 | 0.4 0.0 - 0.8 |
| | umol/L | 1291 999 - 1582 | 301 230 - 371 | 88 53 - 124 | 44 9 - 80 | 35 0 - 71 |
| Lactate/Lac | mmol/L | 14.73 12.08 - 17.38 | 6.39 5.53 - 7.25 | 1.73 1.23 - 2.23 | 0.63 0.13 - 1.13 | 0.47 0.00 - 0.97 |
| | mg/dL | 132.7 108.8 - 156.6 | 57.6 49.8 - 65.3 | 15.6 11.1 - 20.1 | 5.7 1.2 - 10.2 | 4.2 0.0 - 8.7 |
| | g/L | 1.327 1.088 - 1.566 | 0.576 0.498 - 0.653 | 0.156 0.111 - 0.201 | 0.057 0.012 - 0.102 | 0.042 0.000 - 0.087 |
| HCT | K3EDTA % | 12 9 - 15 | 22 19 - 25 | 36 33 - 39 | 57 53 - 60 | 66 62 - 70 |
| | K2EDTA % | 13 9 - 16 | 23 20 - 26 | 37 34 - 41 | 59 55 - 63 | 69 65 - 73 |




Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794802-01

10-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23067 (L1 331163, L2 301163, L3 311163, L4 321163, L5 341163)

Exp. 2024-07-31

CLEW: D48

| CHEM8+ | | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| LOT H | | | | | | |
| Na | mmol/L, mEq/L | 100 96 - 104 | 124 120 - 128 | 132 127 - 137 | 159 153 - 165 | 176 169 - 183 |
| K | mmol/L, mEq/L | 2.3 2.0 - 2.6 | 3.0 2.7 - 3.3 | 3.8 3.5 - 4.1 | 6.1 5.6 - 6.7 | 7.8 7.2 - 8.4 |
| Cl | mmol/L, mEq/L | 62 58 - 66 | 74 69 - 79 | 91 85 - 97 | 113 104 - 121 | 125 116 - 134 |
| iCa | mmol/L | 0.35 0.27 - 0.42 | 0.85 0.77 - 0.93 | 1.25 1.17 - 1.33 | 1.57 1.45 - 1.69 | 2.22 2.06 - 2.39 |
| | mg/dL | 1.4 1.1 - 1.7 | 3.4 3.1 - 3.7 | 5.0 4.7 - 5.3 | 6.3 5.8 - 6.8 | 8.9 8.2 - 9.6 |
| | mEq/L | 0.7 0.5 - 0.8 | 1.7 1.5 - 1.9 | 2.5 2.3 - 2.7 | 3.1 2.9 - 3.4 | 4.4 4.1 - 4.8 |
| TCO2 | mmol/L, mEq/L | 12 6 - 18 | 20 11 - 29 | 25 19 - 31 | 29 23 - 35 | 44 37 - 51 |
| Glucose/Glu | mg/dL | 567 482 - 651 | 257 215 - 299 | 116 101 - 132 | 35 26 - 44 | 24 15 - 33 |
| | g/L | 5.67 4.82 - 6.51 | 2.57 2.15 - 2.99 | 1.16 1.01 - 1.32 | 0.35 0.26 - 0.44 | 0.24 0.15 - 0.33 |
| | mmol/L | 31.5 26.8 - 36.1 | 14.3 11.9 - 16.6 | 6.4 5.6 - 7.3 | 1.9 1.4 - 2.4 | 1.3 0.8 - 1.8 |
| Creatinine/Crea | mg/dL | 14.7 11.4 - 18.0 | 3.2 2.4 - 4.0 | 1.0 0.6 - 1.4 | 0.5 0.1 - 0.9 | 0.3 0.0 - 0.8 |
| | umol/L | 1299 1008 - 1591 | 283 212 - 354 | 88 53 - 124 | 44 9 - 80 | 27 0 - 71 |
| BUN | mg/dL | 124 107 - 140 | 60 52 - 68 | 11 8 - 14 | 7 4 - 9 | 4 2 - 7 |
| Urea | mmol/L | 44.3 38.2 - 50.0 | 21.4 18.6 - 24.3 | 3.9 2.9 - 5.0 | 2.5 1.4 - 3.2 | 1.4 0.7 - 2.5 |
| | mg/dL | 265 229 - 300 | 128 111 - 146 | 24 17 - 30 | 15 9 - 19 | 9 4 - 15 |
| | g/L | 2.65 2.29 - 3.00 | 1.28 1.11 - 1.46 | 0.24 0.17 - 0.30 | 0.15 0.09 - 0.19 | 0.09 0.04 - 0.15 |
| HCT | K3EDTA % | 12 9 - 15 | 21 18 - 24 | 34 31 - 37 | 54 50 - 57 | 64 60 - 68 |
| | K2EDTA % | 12 9 - 16 | 22 19 - 25 | 35 32 - 39 | 56 52 - 59 | 67 63 - 71 |




Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794802-01


10-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23067 (L1 331163, L2 301163, L3 311163, L4 321163, L5 341163)

 **Exp.** 2024-07-31

CLEW: D48

| G | | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|-----------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| LOT F, H, J, K | | | | | | |
| Glucose/Glu | mg/dL | 557 474 - 641 | 263 221 - 305 | 126 109 - 143 | 41 32 - 50 | 28 19 - 37 |
| | g/L | 5.57 4.74 - 6.41 | 2.63 2.21 - 3.05 | 1.26 1.09 - 1.43 | 0.41 0.32 - 0.50 | 0.28 0.19 - 0.37 |
| | mmol/L | 30.9 26.3 - 35.6 | 14.6 12.3 - 16.9 | 7.0 6.1 - 7.9 | 2.3 1.8 - 2.8 | 1.6 1.1 - 2.1 |

CONTROL

IVD





EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794802-01

10-Apr-2024

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23067 (L1 331163, L2 301163, L3 311163, L4 321163, L5 341163)

Exp. 2024-07-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794802-01

10-Apr-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

