


i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101164

 **Exp.** 2024-08-31

**CLEW: D48**

| <b>CG4+</b><br><b>LOT</b> D |        | <b><math>\bar{x}</math> (Mean)</b> | <b>R (Range)</b> |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|------------------|
| pH                          |        | 7.041                              | 6.991 - 7.091    |
| PCO2                        | mmHg   | 54.6                               | 47.1 - 62.1      |
|                             | kPa    | 7.28                               | 6.28 - 8.28      |
| PO2                         | mmHg   | 90                                 | 75 - 105         |
|                             | kPa    | 12.0                               | 10.0 - 14.0      |
| Lactate/Lac                 | mmol/L | 7.83                               | 6.77 - 8.88      |
|                             | mg/dL  | 70.5                               | 61.0 - 80.0      |
|                             | g/L    | 0.705                              | 0.610 - 0.800    |


**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA




794811-01

10-Apr-2024

i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101164

 **Exp.** 2024-08-31

**CLEW: D48**

| CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+   |               | $\bar{x}$ (Mean) | R (Range)     |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y |               |                  |               |
| Na                             | mmol/L, mEq/L | 121              | 116 - 125     |
| K                              | mmol/L, mEq/L | 2.9              | 2.6 - 3.2     |
| iCa                            | mmol/L        | 1.50             | 1.38 - 1.61   |
|                                | mg/dL         | 6.0              | 5.5 - 6.4     |
|                                | mEq/L         | 3.0              | 2.8 - 3.2     |
| pH                             |               | 7.034            | 6.984 - 7.084 |
| PCO2                           | mmHg          | 56.7             | 49.2 - 64.2   |
|                                | kPa           | 7.56             | 6.56 - 8.56   |
| PO2                            | mmHg          | 89               | 74 - 104      |
|                                | kPa           | 11.9             | 9.9 - 13.9    |
| Glucose/Glu                    | mg/dL         | 42               | 33 - 51       |
|                                | g/L           | 0.42             | 0.33 - 0.51   |
|                                | mmol/L        | 2.3              | 1.8 - 2.8     |
| Creatinine/Crea                | mg/dL         | 4.2              | 3.4 - 5.0     |
|                                | umol/L        | 371              | 301 - 442     |
| Lactate/Lac                    | mmol/L        | 7.70             | 6.66 - 8.73   |
|                                | mg/dL         | 69.4             | 60.0 - 78.7   |
|                                | g/L           | 0.694            | 0.600 - 0.787 |


**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA




794811-01

10-Apr-2024

i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101164

 **Exp.** 2024-08-31

**CLEW: D48**

| <b>CHEM8+</b>   |               | $\bar{x}$ (Mean) | R (Range)   |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>LOT</b>      | <b>H</b>      |                  |             |
| Na              | mmol/L, mEq/L | 120              | 116 - 124   |
| K               | mmol/L, mEq/L | 2.8              | 2.5 - 3.1   |
| Cl              | mmol/L, mEq/L | 78               | 72 - 83     |
| iCa             | mmol/L        | 1.51             | 1.40 - 1.63 |
|                 | mg/dL         | 6.0              | 5.6 - 6.5   |
|                 | mEq/L         | 3.0              | 2.8 - 3.3   |
| TCO2            | mmol/L, mEq/L | 18               | 9 - 27      |
| Glucose/Glu     | mg/dL         | 41               | 32 - 50     |
|                 | g/L           | 0.41             | 0.32 - 0.50 |
|                 | mmol/L        | 2.3              | 1.8 - 2.8   |
| Creatinine/Crea | mg/dL         | 4.3              | 3.5 - 5.1   |
|                 | umol/L        | 380              | 309 - 451   |
| BUN             | mg/dL         | 60               | 52 - 68     |
| Urea            | mmol/L        | 21.4             | 18.6 - 24.3 |
|                 | mg/dL         | 128              | 111 - 146   |
|                 | g/L           | 1.28             | 1.11 - 1.46 |

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



794811-01

10-Apr-2024

i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101164

 **Exp.** 2024-08-31

**CLEW: D48**

| <b>G</b>              |        | $\bar{x}$ (Mean) | R (Range)   |
|-----------------------|--------|------------------|-------------|
| <b>LOT</b> F, H, J, K |        |                  |             |
| Glucose/Glu           | mg/dL  | 42               | 33 - 51     |
|                       | g/L    | 0.42             | 0.33 - 0.51 |
|                       | mmol/L | 2.3              | 1.8 - 2.8   |


**CONTROL**


**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



794811-01

10-Apr-2024

# i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101164

**Exp.** 2024-08-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

794811-01

10-Apr-2024



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

